



## Anexo N1D1-4. Guía sobre equipo necesario para la aplicación del tamizaje de talla.

### a. Infantómetro



**Equipo antropométrico  
utilizado para la toma de  
TALLA O LONGITUD**

Para realizar la medición se debe tomar en consideración la edad de la niña o niño y su habilidad de ponerse de pie. En niñas y niños menores de 2 años se mide la longitud en posición acostado boca arriba (decúbito supino), y a niñas y niños mayores de 2 años la medición de la talla es de pie (posición vertical).

**Equipo recomendado para MENORES DE 2 AÑOS:**

**Infantoméetro de superficie rígida:**

➔ Pueden ser de madera o de material rígido



Fuente: Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Salud (2014). Manual operativo para la valoración del Estado Nutricional con medidas antropométricas de las niñas y los niños en CEN-CINAI (2da edición). Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, Dirección Técnica. San José, Costa Rica.





## Equipo recomendado para **MAYORES DE 2 AÑOS:**

 **Con numeración visible**

**Tallímetro rígido portátil**



**Tallímetro de pared**



Nota: Dirección Nacional de CEN-CINAI, Ministerio de Salud (2014). Manual operativo para la valoración del Estado Nutricional con medidas antropométricas de las niñas y los niños en CEN-CINAI (2da edición). Unidad de Investigación y Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo, Dirección Técnica. San José, Costa Rica.





**b. Cinta métrica inextensible** de fibra de vidrio de 150 cm para colocarla en la pared:



- Cartabón
- Cinta adhesiva





Ejemplos de Catacarbón:



Nota: Curso estándares esenciales de la calidad de los servicios de cuidado y desarrollo infantil de Costa Rica, RECUDI, 2021.

